

HYBENSNAPS

Friske hyben plukket i
august 2015



Hyben, sukker, vodka
trukket i 8 måneder

Hybensnaps

Det skal du bruge:

Friskplukket rensede hyben
et par tsk. fulde sukker
Vodka 37½ %
Henkogningsglas
Pæn flaske
etiket

Det skal du gøre:

Fyld glasset $\frac{3}{4}$ op med rensede hyben der er fri for blomst og kerner
Kom frugterne på skoldet henkogningsglas sammen med sukker og vodka.
Sæt låg på og sæt det i køleskab
Vent 8 md:
Si det gennem kaffefilter og efterfyld med vodka, så du får en hel flaske

Skål

www.finn-ekelund.dk